



get it!

NSK's kampagnetilbud

1. APRIL TIL 30. JUNI 2025



Varios Combi Pro2

FORÅRETS NYHEDER!



M94L

Power **4** the Harder

iClave 24



Turbiner/vinkelstykker

Ti-Max Z TURBINVINKELSTYKKE

Oplev som aldrig før en uovertruffen skærekraft fra branchens ledende 44W-turbine. Den gør det enkelt at fjerne Zirkoniumoxid, hvilket mindsker tid ved stolen og minimerer patientens ubehag.



MODEL Z890KL

1 for **8.300 DKK*** stk
2 for **7.100 DKK*** stk
14.500 DKK*



MODEL Z990KL

1 for **8.300 DKK*** stk
2 for **7.100 DKK*** stk
14.500 DKK*



MODEL Z micro

9.780 DKK*
13.840 DKK*

Findes også til KaVo®MULTiflex® LUX-kobling KL, Sirona® lynkobling SL og W&H® Roto Quick® kobling WL

Hidtil usete krafter

Ti-Max Z Turbin Z990 / Z890

Verdens mest kraftfulde turbiner 44W*

*Z990L, Lufttryk ved 0,42 Mpa

- Uovertruffen kraft! **44W**
- Quickstop
- Dynamic Power System gør turbinen effektiv hvilket forkorter arbejdstiden
- Duragrip, skridsikker og ridsefri
- Titan
- 4-punkts vandspray
- kompatibel med alle koblinger



Mer information



KAMPAGNE

TwinPack – Mere for pengene!

*Priserne er inklusiv moms

Turbiner/vinkelstykker

Ti-Max Z LAV HASTIGHED

Oplev som aldrig før en uovertruffen skærekraft fra branchens ledende 44W-turbine. Den gør det enkelt at fjerne Zirkoniumoxid, hvilket mindsker tid ved stolen og minimerer patientens ubehag.



Optisk 1:1
MODEL Z25L
• 1:1 direkte drift

1 for **5.600 DKK*** stk
2 for **5.000 DKK*** stk
10.280 DKK*



Optisk 1:5
MODEL Z95L
• 1:5 Forøgelse

1 for **8.300 DKK*** stk
2 for **6.950 DKK*** stk
14.550 DKK*



Optisk 1:4,2
MODEL Z45L
• 1:4,2 Forøgelse

11.730 DKK*
16.220 DKK*




TID TIL AT SKIFTE



Se hvor effektiv NSK vinkelstykker minimerer aerosoler på klinikken

Mindre aerosoler mindre risiko



Kun vand



Vand og sprayluft

Let at væksle mellem spray til/fra



hurtigt og enkelt at skifte mellem vand og spray.

NSK har opfundet en ny måde for at mindske de aerosoler der skabes i roterende instrumenter. Ingen anden producent af roterende instrumenter tilbyder denne bekvemme og effektive funktion. Sprayluften bidrager til at skabe aerosoler i og rundt om patienten. Vinkelstykker producerer langt mindre aerosoler i forhold til turbiner og ved at lukke ned for luftsprayen i disse instrumenter genereres der endnu mindre aerosol. Dette indebærer at risikoen for smitte og infektioner mindskes markant.

Gælder ved køb af to ens udvalgte turbiner, hånd- eller vinkelstykker



*Priserne er inklusiv moms

Turbiner/vinkelstykker

S-Max M

TURBINER

NKS's prisbillige standardserie omfatter kvalitetsinstrumenter med holdbare interne komponenter. Vinkelstykkerne har et slankt design med et smallere greb, hvilket gør det nemmere for brugeren uhindret at nå kindtænderne. Samtlige produkter har NSK's push button chuck for nem og sikker borskift uden brug af værktøj. Instrumenterne har en effekt på hele 26 W samtidigt med lille vibration og lavt lydniveau. S-Max-seriens behusning er fremstillet i rustfrit stål, og den sandblæste overfladebehandling giver et sikkert greb.



MODEL M900KL

1 for **7.800 DKK*** stk
2 for **4.380 DKK*** stk
8.640 DKK*



MODEL M800KL

1 for **7.800 DKK*** stk
2 for **4.380 DKK*** stk
8.640 DKK*

Findes også til KaVo®MULTiflex® LUX-kobling KL, Sirona® lynkobling SL og W&H® Roto Quick® kobling WL

S-Max M

LAV HASTIGHED

S-Max-serien med lav hastighed er driftssikker med høj ydeevne og interne komponenter med meget lang holdbarhed. Slankt design. Chuck-systemet gør borskift nemt og sikkert. M95-, M25- og M15-vinkelstykker fås både med og uden lys. M65 fås kun uden lys.



Optisk 1:5

MODEL M95L
• 1:5 Forøgelse

1 for **8.900 DKK*** stk
2 for **5.300 DKK*** stk
10.280 DKK*



Optisk 1:1

MODEL M25L
• 1:1 direkte drift

1 for **6.700 DKK*** stk
2 for **3.800 DKK*** stk
7.320 DKK*



Non optic 1:1

MODEL M65
• 1:1 direkte drift

1 for **3.800 DKK*** stk
2 for **3.050 DKK*** stk
6.020 DKK*



Non optic 4:1

MODEL FX57m
• 4:1 Reducering

1 for **2.880 DKK*** stk
2 for **2.600 DKK*** stk
3.800 DKK*

Ti-Max X55

Et IPR-vinkelstykke er et vinkelstykke til interproximal reduktion (IPR) af tænderne. Det er designet til at fjerne minimale mængder tandmateriale fra tændernes laterale overflade, hovedsageligt mellem tænderne, for at skabe plads og rette op på tændernes placering. IPR-vinkelstykket muliggør nøjagtigt og kontrolleret tandjustering ved at fjerne små mængde af emalje. Det er et vigtigt komponent i ortodontisk behandling, især ved brug af fast apparatur eller andre tandjusterings metoder, for at opnå den ønskede tandstilling og en harmonisk bidjustering.



Non optic 4:1

MODEL Ti-Max X55
• 4:1 Reducering

5.990 DKK*
7.040 DKK*

Findes også med lys (optisk) Ti-Max X55L

KAMPAGNE

TwinPack – Mere for pengene!

Gælder ved køb af to ens udvalgte turbiner, hånd- eller vinkelstykker



*Priserne er inklusiv moms

Turbiner/vinkelstykker

POWER 4 THE HARDER

New S-Max M94L



NYHED

S-Max M94L

Hurtigere og mere smidig bearbejdning af zirkoniumdioxid

Zirkoniumdioxid er et fremragende materiale til dentale restaureringer takket være dets styrke og æstetik. Dog gør den høje hårdhed bearbejdningen tidskrævende og udfordrende. NSK's nye vinkelstykke leverer et højt drejningsmoment og en reduceret hastighed på 1:4 for en smidig og effektiv bearbejdning af zirkoniumdioxid.

- 24 % højere drejningsmoment
- Ekseptionel holdbarhed
- Tilpasset hastighed til zirkoniumdioxid
- Clean Head System for optimal hygiejne

Drejningsmomentet er øget med 24 % og holdbarheden med 170 %*

*Sammenlignet med eksisterende modeller



Optisk 1:4

MODEL **M94L**
• 1:4 Forøgelse

7.450 DKK*
11.460 DKK*

*Priserne er inklusiv moms

Oral hygiejne

Varios Combi Pro2

KOMPLET LØSNING MED SCALER OG PULVERPOLERING FOR BÅDE SUPRA- OG SUBGINGIVAL BEHANDLING

NYHED

3-I-1
ULTRALYD MED SKÅNSOM
I-PIEZOTEKNIK OG AIRPOLISH

- Varios Combi Pro2 indeholder:
- Kontrolenhed
 - Ultralydssæt inkl. LED-håndstykke
 - Supragingival pulversæt
 - Multifunktionel fodpedal
 - Spidser G4, G8 og G16
 - Andet tilbehør
 - Vand opvarmet til kropstemperatur

MODEL Varios Combi Pro2

57.320 DKK*

63.360 DKK*



QR-kod till
kursutbud
NSK Academy



VÆRDIPAKKE

Varios Combi Pro2
med ultralyd- og pulversæt
til supragingival behandling

+ Perio-sæt
(subgingival behandling)

+ Ekstra ultralydshåndstykke
Varios2 LUX HP Titan

+ iCart2 Prophy

75.100 DKK*


88.960 DKK*



Vogn med vandflaske*

Vores specialdesignede vogn tilbyder en ny standard for brugervenlighed og komfort.

Den kan udstyres med et uafhængigt vandtillførselssystem, hvilket betyder, at når Varios Combi Pro2 kombineres med vores vogn, kan du behandle patienter uden tilslutning til det kommunale vandnet.



*Vandflasken er ekstra tilbehør



VA2-LUX-HP Ti SCALERHÅNDSTYKKE

- Duragrip, skridsikker og ridsefast
- Titan – let og ergonomisk
- Godt LED-lys
- Holdbart

8.600 DKK*
















10.700 DKK*

*Priserne er inklusiv moms

Oral hygiene



32
reasons™
to buy the new
Varios Combi Pro2

MODE	POWDER KIT	HANDPIECE + NOZZLE	USE	POWDER
PROPHY MODE 	FOR PROPHY 			
				
PERIO MODE 	FOR PERIO 			
				

*Priserne er inklusiv moms

Oral hygiejne

Varios Combi Pro

KOMPLET LØSNING MED SCALER OG PULVERPOLERING FOR BÅDE SUPRA- OG SUBGINGIVAL BEHANDLING

3-I-1
ULTRALYD MED SKÅNSOM I-PIEZOTEKNIK OG AIRPOLISH

Varios Combi Pro indeholder:

- Kontrolenhed
- Ultralydssæt inkl. LED-håndstykke
- Supragingival pulversæt
- Multifunktionel fodpedal
- Spidser G4, G8 og G16
- Andet tilbehør

MODEL **Varios Combi Pro**

52.700 DKK*

60.160 DKK*



QR-kode til kursustilbud

NSK Academy



VÆRDIPAKKE

Varios Combi Pro
med ultralyd- og pulversæt
til supragingival behandling

+ Perio-sæt
(subgingival behandling)

+ Ekstra ultralydshåndstykke
Varios2 LUX HP

+ iCart Prophy

59.665 DKK*

82.560 DKK*



“ Som parodontolog bruger jeg Varios Combi Pro dagligt – både ved ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling af parodontale og periimplantære sygdomme. Med sin indbyggede saltvandsbeholder kan operatøren nemt irrigere med saltvand under kirurgiske indgreb, hvilket er afgørende for at holde operationsområdet rent. Forskellige typer ultralydsspidsers unikke design gør det muligt for behandleren at nå svært tilgængelige områder. Det brede programudvalg og den præcise frekvensjustering effektiviserer instrumenteringen af overfladerne. Muligheden for både supra- og subgingival luftpolering sikrer en skånsom og effektiv fjernelse af biofilm og misfarvninger. Let at vedligeholde – hvilket er vigtigt for at sikre langvarig ydeevne og god hygiejne. Anbefales til alle ”perioentusiaster”.

Armin Selimovic
Specialist i parodontologi



Oral hygiejne

Scalerspidser

80 SPIDSER TIL ALLE
INDIKATIONER

Tilføj: Kombinøgle REF: Z221076

KAMPAGNE

Køb 6 spidser, betal for 5!

SCALING



630

DKK*
725 DKK*



G1
Hård supragingival
tandsten



G2
Bukkal og lingual tandsten,
komposit, tandsmykker,
brackets m.m.



G3
Bukkal og lingual tandsten,
komposit, tandsmykker,
brackets m.m.



G6
Sub- og supragingival
tandsten



G16
Vores universalspids

765 DKK*

845 DKK*

PERIO



885

DKK*
930 DKK*



P1
Skånsom (biofilm,
blød tandsten)



P10
Effektiv



P20
Implantater



P40/41
Irrigation i pocher



P11L
Tandsten approximalt
og i molarområder



P11R
Tandsten approximalt
og i molarområder




P25L
Furkationer



P25R
Furkationer

MINIMALINVASIV KONS/PREP



1.080 DKK*

1.240 DKK*



G62D
Minimalt invasiv
præparation/kavitet



G68D
Minimalt invasiv
præparation/kavitet

ÖVRIGT



1.545 DKK*

1.750 DKK*



G95
Periotom til
ekstraktion

V-TIPS



V30
Hållare 120° vinkel
Inkluderer E Tip
replacement wrench

380 DKK*

420 DKK*



ENDO: V-N50
För rengöring av
rotkanalen
Ni-Ti irrigation

1.115 DKK*


1.235 DKK*



V-G77
För finish, trimning
och polering

1.115 DKK*

1.235 DKK*



Scan QR-koden på
siden og opdag alle de
spidser, vi tilbyder!



*Priserne er inklusiv moms

Oral hygiejne

Prophy-Mate neo

AIRPOLISH TIL SUPRAGINGIVAL BEHANDLING

Prophy-Mate neo fås med fatning som passer til NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.



VÆRDIPAKKE

Prophy-Mate neo



+ Ekstra Prophy-Mate neo-håndstykke



+ FLASH pearl
4 x 300g
(kalciumbaseret rensapulver)



11.550 DKK*

14.660 DKK*

Perio-Mate

AIRPOLISH TIL
SUB-GINGIVAL BEHANDLING



Prophy-Mate fås med fatning, som passer til NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.



VÆRDIPAKKE

Perio-Mate



+ Ekstra Perio-Mate-håndstykke



+ Perio Mate-pulver
2 x 160g
(Glycinbaseret pulver)



13.190 DKK*

16.900 DKK*

MEGAPACK

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

KOMBINERET VÆRDIPAKKE

23.080 DKK*

31.550 DKK*

SPAR **8.470 DKK***

*Priserne er inklusiv moms

Surgic Pro2

Kraftig og pålidelig med flere nye egenskaber:

- Lettere og mindre motordel
- Nem indstilling og overblik over værdier via den store skærm
- Ny teknik med farvet LED giver naturligere farvegengivelse end hvid LED
- Trådløs kobling via bluetooth til fodkontrol, Osseo100(+) og iPads.
- Med iPad tilkoblet kan værdier overvåges live og gemmes.
- Enheden kan også kobles trådløst til VarioSurg3 og 4.



MODEL Surgic Pro2 OPT

Komplet maskine med:

- Trådløs fodkontrol
- Motor med LEDlys
- Implantatvinkelstykke X-SG20L (20:1) med LEDlys

49.020 DKK*

54.720 DKK*

SPAR **5.700 DKK***

VÆRDIPAKKE

Surgic Pro2 OPT

- + Extra kirurgisk vinkelstykke **X-SG20L** (20:1)
- + Kirurgisk optisk håndstykke **X-SG65L** m. L. (1:1)

60.640 DKK*

70.400 DKK*

SPAR **9.760 DKK***



VÆRDIPAKKE

Surgic Pro2 OPT

- + **Osseo100+**

61.160 DKK*

85.000 DKK*

SPAR **23.840 DKK***



Surgic Pro2 + Osseo 100+
Tager dig til næste niveau + Ingen tvivl

Med Osseo100+ får du en objektiv ISQ-værdi baseret på RFA-teknologi, hvilket giver dig et klart svar på implantatets stabilitet – ingen gætterier, kun fakta. Dette sikrer den rette timing for protetikken og optimerer dine behandlingsresultater.

Hurtigt, nemt og pålideligt.

Læs mere om Osseo100+ på side 14.



Verdens mest solgte kirurgisystem

Kirurgi

Nyhed VarioSurg 4

KRAFTFULD KIRURGISK ULTRALYDSSYSTEM MED LED



MODEL **VarioSurg 4**
Komplet maskine inkl. Basic
H-Sæt og steriliseringskassette

48.925 DKK*

68.540 DKK*

- Smart og intuitiv kontrolpanel
- Burst mode med tre forskellige frekvensniveauer
- Kraftfuld handenhed med super tynd design
- Justerbar lysintensitet
- Et bredt og alsidigt sortiment af spidser
- Lysløs og smidig vandpumpe
- Kobles til en trådløs forkontrol
- Link mellem surgic pro2 og variosurg4

**VED KØB AF VARIOSURG 4
FÅR DU DETTE PIEZO-
KURSUS MED I KØBET**



- Med dobbelt led-lampe

Inklusive:

- Basis H-S spidssæt og steriliseringskassette



Spidser til Piezokirurgi



MODEL **H-SG1**



MODEL **SG7D**



MODEL **SG16A**



MODEL **SG15B**



MODEL **SG17**



MODEL **SG11**



MODEL **SG15D**



MODEL **G1-S**



MODEL **MST1**
NYHED



MODEL **MRE2**
NYHED



MODEL **SG12**
NYHED



MODEL **P25L-S**



MODEL **E30RD-S**



MODEL **P20-S**



MODEL **E30LD-S**



MODEL **E31D**

Få det komplette katalog hos din NSK-sælger. Eller scan QR koden og se hele sortimentet af spidser:



KAMPAGNE

Køb 6 spidser, betal for 5!

Surgic Pro2 + VarioSurg 4

TO ENHEDER. ÉN LØSNING. UBEGRÆNSET POTENTIALE.



Link mellem Surgic Pro2 og VarioSurg 4

VÆRDIPAKKE

Surgic Pro2

komplet maskine med LED
inkl. optisk vinkelstykke X-SG20L (20:1)



+ 2x Optisk vinkelstykke X-SG20L (20:1)



+ Basic H-S Kit
inkl. H-SG1- SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11



VarioSurg 4 non-FT

+ Komplet maskine uden fodpedal
inkl. Basic H-S-sæt og
steriliseringskassette



+ Trådløs fodpedal



+ iCart Duo



88.350 DKK*

127.360 DKK*



VarioSurg 4 har indbygget Bluetooth- funktion som gør at den enkelt kan kobles til det kirurgiske micromotorsystem Surgic Pro2. Dette gør det enkelt at anvende begge enheder med en eneste trådløs fodkontrol. Vælg enkelt mellem de to systemer og sikre dig et smidigt og effektivt arbejdsflow.

Osseo 100+

ENHED TIL MÅLING AF OSSEOINTEGRATION

Osseo 100+ hjælper tandlægen med at afgøre, hvornår implantatet kan belastes, ved at måle implantatets stabilitet og osseointegration. At have sikker viden om, hvornår belastning er mulig, er særligt vigtigt ved behandlingsprotokoller med kortere behandlingstid eller ved behandling af risikopatienter (f.eks. diabetikere, rygere og kræftpatienter).

Målingen foretages typisk ved implantatindsættelse og før belastning for at sikre graden af osseointegration.

MODEL **Osseo 100+**

14.400 DKK*

27.010 DKK*




Færdig på kun 3 trin.
Se videoen for at lære mere.



Fastgør MultiPeg™ på implantatet, og målingen er klar på et øjeblik.

The ISQ Scale



ISQ-skalaen

ISQ-skalaen måles fra 1 til 99 og har en stærk korrelation til implantatets mikrobevægelser. Ved at tage en basisværdi ved implantatindsættelsen og en yderligere måling før belastning kan graden af osseointegration vurderes.



MultiPeg™

323 DKK*

455 DKK*



Scan QR koden for at se hvilken MULTIPegs som findes tilgængeligt fra forskellige implantatsystemer og modeller.



Genanvendelig MultiPeg™

- Til alle større implantatsystemer
- Vævsvenligt, holdbart titanium
- Autoklaverbar ca. 20 gange
- Optimal tilpasning til platform ISO Standard Calibrated

iSD900

LEDNINGSFRI PROTETIK SKRUETRÆKKER MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparende via automatisk stramning af skruer på abutment- og implantatniveau
- Fungerer med de fleste implantatsystemer
- Torquekalibrering (TCS)
- Justerbar momentbegrænsning mellem 10 og 40 Ncm
- 3 hastigheder (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-betjening
- Tydeligt LCD-display
- Oplader og opladningsbare batterier

MODEL **iSD900**

15.800 DKK*

19.900 DKK*



Hånd- og vinkelstykker til kirurgiske indgreb og implantatkirurgi



Optic 1:1

MODEL **X-SG25L**
• 1:1 Direkte drift

7.810 DKK*
9.470 DKK*



Optic 20:1

MODEL **X-SG20L**
• 20:1 Reducering

10.650 DKK*
13.570 DKK*



Optic 1:3

MODEL **X-SG93L**
• 1:3 Forøgelse

9.795 DKK*
14.180 DKK*



Optic 1:3

MODEL **Z-SG45L**
• 1:3 Forøgelse

9.795 DKK*
13.950 DKK*



Non optic 20:1

MODEL **SG20**
• 20:1 Reducering

7.910 DKK*
9.470 DKK*



Optic 1:1

MODEL **X-SG65L**
• 1:1 Direkte drift

9.495 DKK*
10.810 DKK*



Non optic 1:1

MODEL **SGS-ES**
• 1:1 Direkte drift
• Inkl. sprayclip

4.780 DKK*
5.890 DKK*



Non optic 1:1

MODEL **SGA-ES**
• 1:1 Direkte drift
• Inkl. sprayclip

6.480 DKK*
7.420 DKK*

Labprodukter

ULTIMATE XL

BØRSTELØS MIKROMOTOR

- 1.000– 50.000 o/m
- Let, ergonomisk håndstykke
- Enestående, smidig drift
- Patenteret støvbeskyttelsesmekanisme
- Automatisk hastighedskontrol
- Autodrift-funktion



LABMOTOR MED EKSTRA HØJT
DREJNINGSMOMENT PÅ 8,7 Ncm

Knækontrolmodel Fodkontrolmodel

Bordmodel Tårnmodel

17.890 DKK*
21.380 DKK*

LABMOTOR MED SMALARE
HANDTAG 6,0 Ncm

Knækontrolmodel Fodkontrolmodel

Bordmodel Tårnmodel

14.990 DKK*
18.050 DKK*

Endodonti

iPex II

APEXLOKALISATOR

- Nøjagtig måling af rodkanalen med smartlogic technology
- Fungerer under både tørre og våde forhold

MODEL iPex II

9.320 DKK*
9.410 DKK*



Hygiejne og vedligeholdelse

iCare+

AUTOMATISK SYSTEM FOR RENGØRING,
DESINFICERING OG SMØRING AF INSTRUMENT

Alt du trenger for perfekt rengjøring, smøring og desinfeksjon av hånd- og vinkelstykker. iCare+ rengjør, desinfiserer og smører 4 instrumenter.

MODEL C2

- Inkludert 2 adaptere for hånd-/vinkelstykker

68.500 DKK*
69.760 DKK*

MODEL C3

- Inkludert 3 adaptere for hånd-/vinkelstykker

68.500 DKK*
69.760 DKK*



*Priserne er inklusiv moms

Få 1 ekstra års garanti
på NSKs instrument ved køb af
iCare+ eller iClave 24!



Tid til at opleve et nyt niveau
af **tryghed og komfort!**

iClave 24

AUTOKLAVE KLASSE B, 24 LITER

- Rustfri stålchamber med en optimeret lastkapacitet på op til 7 kg
- 5-bakkesystem, der gør det muligt at udnytte hele chamberets plads
- Stor farveberøringskærm med brugervenligt interface
- Datalagring via USB eller Ethernet-tilslutning
- 5 tilgængelige cyklusser (B Universal, B Prion, B Hurtig, B121, S Hurtig)
- Mål: 41,5 x 49,2 x 66,9 cm

MODEL **iClave 24**

53.200 DKK*
69.000 DKK*



MODEL **Demin30 – Kit EN1717**
SYSTEM TIL DEMINERALISERET VAND
Indeholder afmineraliseringskit og 2 harpiksfiltre

7.600 DKK*
9.500 DKK*

*Priserne er inklusiv moms

Mobil tandvård

VIVA ace

MOBILT TANDPLEJESYSTEM

VIVA ace er udstyret, som følger:

- Børsteløs LED-mikromotor NLX plus med endo-funktioner
- Multifunktionel ultralyds-scaler Varios 170 med LED
- 3-funktions-sprøjte uden lys
- Spysugning
- Stort display

MODEL VIVA ace

110.760 DKK*

131.840 DKK*



Vejer blot 8,5 kg!



VIVA MATE G5

BÆRBAR MIKROMOTOR
MED LYS TIL MOBIL ANVENDELSE

Trådløs

Denne mobile mikromotor/enhed kan anvendes hvor som helst takket være de kraftige batterier, og kan bruges helt uafhængigt af strømtilslutning i op til 2 timer.

Med et rotationspektrum på 3.000 til 30.000 omdrejninger i minutter (o/m) kan den bruges til al slags tandpleje, når den bruges sammen med det rigtige håndstykke eller vinkelstykke.



MODEL Viva Mate G5 Set

17.280 DKK*

20.480 DKK*

*Priserne er inklusiv moms



NSK Academy tilbyder hands-on og teoretiske kurser med udgangspunkt i vores produkter og deres anvendelsesområder. Alle undervisere har mange års erfaring med vores produkter og arbejder desuden klinisk. For os hos NSK er det ikke kun vigtigt at tilbyde produkter af høj kvalitet, men også uddannelse og support. Hvis du ønsker at arrangere et skræddersyet kursus, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tag din faglige viden til næste niveau – scan for at se vores kurser inden for tandpleje.



<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/kurser>



Service

Få dit instrument serviceret af NSK Hurtigt, nemt og bekvemt!

Hos NSK Nordic har vi udviklet og forfinet service af NSK's produkter, så det er en naturlig forlængelse af produktkæden.

Reparationer udføres af erfarne NSK-teknikere, som udelukkende anvender originale reservedele.

Vores mål: at sikre, at alle tandlæger kan drage fordel af vores instruments effektivitet, levetid og præcision.



Det har aldrig været nemmere at sende dit instrument til NSK! Bestil din servicepose her.

<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/nsk-kundservice/>

Email: service@nsk-nordic.com

Har du brug for mere information om vores reparationspakkepriser? Kontakt vores kundeservice på +46 31 202024.

*Priserne er inklusiv moms



VI TILBYDER LOKAL SERVICE OG SUPPORT

KONTAKT

SALG OG SUPPORT



Lotte Jervild

Tlf: 2374 3443

Email: lotte.jervild@nsk-nordic.com



Ønsker du et skræddersyet tilbud
er det bare at kontakte mig.


Ved køb af NSK-produkter fra vores officielle distributører har vi rigtig gode servicemuligheder på vores servicecenter. Alle priser er angivet inklusive moms. Vores tilbud gælder ikke i kombination med kontraktpriser eller andre rabatter. Kampagnen gælder til og med 30. juni 2025. Der tages forbehold for eventuelle fejl/trykfejl eller ændringer.

STAY INFORMED, STAY CONNECTED!

FØLG OS PÅ:



Abboner på vores
nyhedsbrev



@nsknordic



@nsk-nordic



@nsknordic



@nskdentaleurope